


Fc用Apcウサギ抗ヒトCd38モノクローナル抗体 - P28907

商品番号: CM0012050



前書き

フローサイトメトリーに適した、ヒトCD38に対するAPC結合ウサギモノクローナル抗体。カルシウムシグナル伝達およびリンパ球活性化に関与するADPリボシルシクラーゼ／環状ADPリボース加水分解酵素1（P28907）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCウサギ抗ヒトCD38 mAb
備考／別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	952
遺伝子ID	952
免疫原	ヒトCD38（P28907）のアミノ酸43～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質分子量	13kDa/34kDa
輸送	保冷剤