


Apc標識ウサギ抗ヒトCd40モノクローナル抗体（Fc用） - P25942

商品番号: CM0012741



前書き

ヒトCD40（TNFRSF5、Bp50）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。免疫学、腫瘍学研究、およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD40モノクローナル抗体
別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
種	ヒト
遺伝子ID	958
免疫原	ヒトCD40（NP_001241.1）のアミノ酸21-193に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
UniProtアクセス番号	P25942
計算分子量	31kDa
出荷条件	保冷剤（アイスバッグ）