

Apc標識ウサギ抗ヒトCd42Bモノクローナル抗体（Fc用） - P07359

商品番号: CM0004068



前書き

ヒトCD42b (GP1BA)
を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フ
ローサイトメトリー (FC)
で検証済み。血小板機能、血栓症、止血研究に適して
います。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD42b mAb
備考/別名	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; 血小板糖タンパク質Ib α鎖
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	2811
GeneID	2811
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD42b (NP_000164.5) のアミノ酸15-531に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
抗体産生宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07359
タンパク質分子量	72kDa
発送条件	保冷剤