

Apc Rabbit Anti-Human Cd44 Monoclonal Antibody For Fc - P16070

商品番号: CM0011986



前書き

ヒトCD44 (P16070)

を標的とするAPC標識組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。リンパ球のホーミング、接着、および移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Human CD44 mAb
備考/別名	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-I; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	960
GeneID	960
免疫原	ヒトCD44 (NP_000601.3) のアミノ酸20-178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16070
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスパック