

Fc用Apc標識ウサギ抗ヒトCd45Rbモノクローナル抗体 - P08575-9

商品番号: CM0011049

前書き

フローサイトメトリー用のAPC標識ウサギ抗ヒトCD45RB（PTPRCアイソフォーム7）モノクローナル抗体。白血球共通抗原であるヒトCD45RBを検出します。免疫細胞の免疫表現型解析研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD45RB mAb
備考／別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD45RB（XP_006711537.1）のアミノ酸26～463に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-9
配送	保冷バッグ