

Fc用 Apc ウサギ抗ヒトCd47モノクローナル抗体 - Q08722

商品番号: CM0006242



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD47（IAP/OA3/MER6）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原（aa 19-139）で検証済みで、ヒトに反応します。分子量31〜35 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトCD47 mAb
備考／別名	IAP; OA3; MER6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	961
GeneID	961
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD47のアミノ酸19〜139に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001768.1））
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08722
タンパク質分子量	31 kDa／33 kDa／35 kDa
輸送	氷冷バッグ