

Apc ウサギ抗ヒト Cd48

モノクローナル抗体、フローサイトメトリー用グリセロールフリー - P09326

商品番号: CM0009349



前書き

ヒトCD48（SLAMF2）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。グリセロールフリーで、フローサイトメトリーについて検証済みです。造血細胞の免疫表現型解析およびCD48仲介型免疫相互作用の機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD48 mAb、グリセロールフリー
備考/別名	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
種	ヒト
GeneID (ヒト)	962
GeneID	962
免疫原	ヒトCD48（NP_001769.2）のアミノ酸27-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09326
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ