

フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗ヒト Cd66A/Ceacam1 モノクローナル抗体 - P13688

商品番号: CM0010968



前書き

ヒトCD66a/CEACAM1を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。免疫細胞プロファイリング、T細胞・NK細胞・腫瘍細胞の研究に有用で、ヒトCEACAM1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD66a/CEACAM1 mAb
備考/別名	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; 癌胎児抗原関連細胞接着分子1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	634
免疫原	ヒトCD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) のアミノ酸35〜428番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13688
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	氷袋