


フローサイトメトリー用 Apc 標識ウサギ抗ヒト Cd81 モノクローナル抗体 - P60033

商品番号: CM0011598



前書き

ヒトCD81（TAPA-1）を標的としたAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みで、B細胞シグナル伝達とウイルス侵入に関与するテトラスパニンを検出します。免疫学およびウイルス学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC 標識ウサギ抗ヒト CD81 モノクローナル抗体
備考／別名	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	975
GeneID	975
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD81 (NP_004347.1) のアミノ酸114-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P60033
タンパク質分子量	26kDa
発送条件	保冷バッグ