


Apc標識ウサギ抗ヒトCd9モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21926

商品番号: CM0008442



前書き

APC標識ウサギ抗ヒトCD9モノクローナル抗体。CD9は細胞接着、血小板活性化、腫瘍転移に参与するテトラスパニンです。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD9モノクローナル抗体
備考/別名	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
種	ヒト
GeneID (ヒト)	928
GeneID	928
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD9（NP_001760.1）のアミノ酸1-228に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P21926
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ