

フローサイトメトリー用Apcウサギ抗ヒトCd95/Fasモノクローナル抗体 - P25445

商品番号: CM0005956



前書き

ヒトCD95/FAS (Apo-1、TNFRSF6) を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、アポトーシス研究、末梢寛容、T細胞恒常性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトCD95/FAS mAb
別名/別称	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	355
GeneID	355
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトCD95/FAS (NP_000034.1) のアミノ酸26〜173に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P25445
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	保冷剤