


フローサイトメトリー用Apc標識 ウサギ抗ヒトEgfrモノクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0011294



前書き

ヒトEGFRを標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。組換え免疫原（アミノ酸335～525番）。腫瘍学およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	組換えタンパク質（ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335～525番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
配送方法	保冷剤