


Apc標識

ウサギ抗ヒトFlt3/Cd135モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P36888

商品番号: CM0005442



前書き

ヒトFlt3/CD135（FLK2/STK1）に対する高品質なAPC標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。細胞外ドメインのエピトープを標的としており、造血器および白血病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ抗ヒトFlt3/CD135モノクローナル抗体
備考/別名	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2322
遺伝子ID	2322
免疫原	ヒトFlt3/CD135のアミノ酸27-163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004110.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P36888
タンパク質重量	108kDa/113kDa
配送	アイスパック