


フローサイトメトリー（Fc）用 Apc 標識ウサギ抗ヒト Icam-1/Cd54 モノクローナル抗体 - P05362

商品番号: CM0008624



前書き

ヒトICAM-

1（CD54）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。アミノ酸28-480にわたる組換え免疫原。白血球接着、血管内皮透過移行、ウイルス受容体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC 標識ウサギ抗ヒト ICAM-1/CD54 mAb
備考/別名	BB2; CD54; P3.58
種	ヒト
GeneID (Human)	3383
GeneID	3383
免疫原	ヒトICAM-1/CD54（NP_000192.2）のアミノ酸28-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05362
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ