


Apc標識ウサギ抗ヒトIgG (Fc) モノクローナル抗体 (フローサイトメトリー用) - P01857

商品番号: CM0005613



前書き

APC標識ウサギモノクローナル抗体で、ヒトIgGのFc領域を標的とします。フローサイトメトリー(FC)でのヒト反応性が検証済みです。組換えタンパク質免疫原。免疫学研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトIgG (Fc) モノクローナル抗体
備考/別名	IGHG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3500
GeneID	3500
免疫原	ヒトIgG (Fc) (P01857) のアミノ酸100-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ