


Apc Rabbit Anti-Human Igg (Fc) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01857

商品番号: CM0009241



前書き

ヒトIgG

Fc領域を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。B細胞研究、液性免疫研究、治療用抗体開発に最適です。 - P01857

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Human IgG (Fc) mAb
備考/別名	IGHG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3500
遺伝子ID	3500
免疫原	組換えタンパク質（またはフラグメント）。この情報は商業的に機密とみなされます。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857
タンパク質分子量	36 kDa
配送	アイスバッグ