


フローサイトメトリー（細胞内染色）用 Apc 標識ウサギ抗ヒト IL-17A モノクローナル抗体 - Q16552

商品番号: CM0008202



前書き

APC 標識ウサギ抗ヒト IL-17A
モノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。ヒト検体に適しており、Th17細胞、炎症、粘膜免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC 標識ウサギ抗ヒト IL-17A mAb
備考/別名	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	3605
GeneID	3605
免疫原	ヒト IL-17A (NP_002181.1) のアミノ酸 24-155 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体産生宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	フローサイトメトリー（細胞内染色）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16552
タンパク質分子量	18kDa
輸送条件	保冷剤付き