


Apc ウサギ抗ヒト IL-2 Mab - P60568

商品番号: CM0008187



前書き

ヒト IL-2（インターロイキン-2、TCGF）に対する APC
結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイト
メトリー（FC）用に設計されています。T
細胞の増殖、免疫調節、NK 細胞活性に不可欠なヒト
IL-2 を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト IL-2 mAb
備考／別名	IL-2; TCGF; リンフォカイン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3558
GeneID	3558
免疫原	組換えタンパク質 ヒト IL-2（NP_000577.2）のアミノ酸 21～153 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P60568
タンパク質分子量	18 kDa
輸送	保冷バッグ