

フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗ヒトインテグリンB1/Cd29 モノクローナル抗体 - P05556

商品番号: CM0006258



前書き

ヒトインテグリンβ1/CD29（UniProt P05556）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。研究用途における細胞接着、遊走、受容体介在性シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトインテグリンβ1/CD29 mAb
別名	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3688
遺伝子ID	3688
免疫原	ヒトインテグリンβ1/CD29 (NP_002202.2) のアミノ酸1-728に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P05556
タンパク質分子量	87kDa/88kDa/91kDa
配送方法	保冷剤