


フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗ヒト Itga1/Cd49A モノクローナル抗体 - P56199

商品番号: CM0011825



前書き

ヒトインテグリンα1 (ITGA1/CD49a) を標的とする APC 結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が確認済みです。分子量は131 kDaです。コラーゲン/ラミニン受容体機能や細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト ITGA1/CD49a モノクローナル抗体
備考/別名	VLA1; CD49a
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3672
GeneID	3672
免疫原	ヒト ITGA1/CD49a (NP_852478.1) のアミノ酸29～1141番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P56199
タンパク質分子量	131kDa
輸送方法	保冷剤