


Apc ウサギ抗ヒト Mertk モノクローナル抗体（Fc用） - Q12866

商品番号: CM0004944



前書き

ヒト MERTK 受容体型チロシンキナーゼに対する
APC

標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済み。ヒトと交差反応性あり。エフェロサイトーシス、マクロファージによるクリアランス、がんシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト MERTK mAb
備考/別名	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; チロシンプロテインキナーゼ Mer
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10461
GeneID	10461
免疫原	ヒト MERTK (NP_006334.2) のアミノ酸 26-499 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12866
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ