


Apc ウサギ抗ヒト Mglur2 モノクローナル抗体（Fc用） - Q14416

商品番号: CM0004586



前書き

フローサイトメトリー用のヒト代謝型グルタミン酸受容体2（mGluR2、GRM2）に対するAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒト試料での検証が完了しています。シナプス伝達およびウイルス侵入研究における神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト mGluR2 mAb
略称・別名	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2912
遺伝子ID	2912
免疫原	組換えタンパク質。ヒトmGluR2（NP_000830.2）のアミノ酸22～498番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q14416
タンパク質分子量	96kDa
輸送方法	保冷剤