

フローサイトメトリー用Apcウサギ抗ヒトNectin-1/Cd111モノクローナル抗体 - Q15223

商品番号: CM0009599



前書き

ヒトNectin-

1/CD111を標的とするAPC結合型ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、細胞接着、神経発生、ウイルス侵入の研究に最適です。ヒト試料と反応し、神経科学、ウイルス学、細胞生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトNectin-1/CD111 mAb
備考／別名	ED4; PRR; HIgR; HVIS; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5818
GeneID	5818
免疫原	ヒトNectin-1/CD111 (NP_002846.3) のアミノ酸1-334に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15223
タンパク質分子量	57kDa/51kDa/39kDa
輸送方法	保冷剤