

Apc標識ウサギ抗ヒトNt5E/Cd73

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21589

商品番号: CM0004237



前書き

APC標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトNT5E/CD73特異的）、フローサイトメトリー用にバリデーション済み。アデノシンシグナル伝達および免疫腫瘍学研究に関与するGPIアンカー型エクト-5'-ヌクレオチダーゼ（約63 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトNT5E/CD73 mAb
備考/別名	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
種	ヒト
GeneID (Human)	4907
GeneID	4907
免疫原	ヒトNT5E/CD73 (NP_002517.1) のアミノ酸27-547に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21589
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷剤付き