


フローサイトメトリー用

Apc標識ウサギ抗ヒトポドプラニンモノクローナル抗体 - Q86YL7

商品番号: CM0005802



前書き

ヒトポドプラニン（PDPN）を標的とする高品質なAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途で検証済みです。細胞接着、遊走、および腫瘍浸潤メカニズムの研究に不可欠です。CamelBioが診断および研究用として提供しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトポドプラニンモノクローナル抗体
備考/別名	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10630
GeneID	10630
免疫原	ヒトポドプラニンのアミノ酸21-123に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006465.4)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86YL7
タンパク質重量	17kDa
配送	アイスパック