


Fc用Apcウサギ抗ヒトSiglec-8モノクローナル抗体 - Q9Nyz4

商品番号: CM0009310



前書き

ヒトSiglec-

8を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。好塩基球、肥満細胞、好酸球上のシアル酸結合レクチン8を認識します。研究用途に限り使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCウサギ抗ヒトSiglec-8 mAb
備考／別名	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27181
遺伝子ID	27181
免疫原	ヒトSiglec-8のアミノ酸17〜363 (NP_055257.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYZ4
タンパク質重量	44kDa/46kDa/54kDa
配送	保冷剤