

## Apc標識ウサギ抗ヒト/サルCd127/IL-7R Mab（フローサイトメトリー用） - P16871

商品番号: CM0005235



### 前書き

フローサイトメトリー用のヒト/サルCD127/IL-7R（P16871）に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。免疫細胞におけるIL-7受容体発現を検証。CamelBio製研究用体外診断用医薬品原薬。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | APC標識ウサギ抗ヒト/サルCD127/IL-7R mAb                                                            |
| 備考/別名     | ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha |
| 種         | ヒト                                                                                       |
| 遺伝子ID（ヒト） | 3575                                                                                     |
| 遺伝子ID     | 3575                                                                                     |
| 免疫原       | 組換えタンパク質   ヒトCD127/IL-7Rα（NP_002176.2）のアミノ酸21-236に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。                   |
| 由来        | ウサギ                                                                                      |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                                                                |
| 適用        | FC（フローサイトメトリー）                                                                           |
| 交差反応性     | ヒト、カニクイザル                                                                                |
| SWISS     | P16871                                                                                   |
| タンパク質分子量  | 52kDa                                                                                    |
| 発送条件      | 保冷剤                                                                                      |