


フローサイトメトリー用Apc標識ウサギ抗ヒト/サルCd14モノクローナル抗体 - P08571

商品番号: CM0009938



前書き

APC標識ウサギモノクローナル抗体は、ヒトおよびカニクイザルCD14を認識し、フローサイトメトリーに適しています。CD14は、細菌性LPSの主要な自然免疫共受役であり、単球およびマクロファージに発現しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD14 mAb
備考/別名	CD14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	929
遺伝子ID	929
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD14 (NP_000582.1) のアミノ酸20-352に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋