

Apc標識ウサギ抗ヒト/サルCd19モノクローナル抗体 - Cd19

商品番号: CM0010420

前書き

フローサイトメトリー（FC）アプリケーション向けに設計された、CD19に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト、カニクイザル、アカゲザルとの交差反応性を示します。免疫表現型解析および体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒト/サルCD19モノクローナル抗体
備考/別名	CD19
種	サル
遺伝子ID（ヒト）	930
遺伝子ID（サル）	102145514
免疫原	サルCD19（XP_005591597.1）のアミノ酸20-292に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル、アカゲザル
タンパク質分子量	63kDa
発送条件	氷袋