

Apc標識 ウサギ 抗ヒト/サル Cd197/Ccr7 モノクローナル抗体 Fc用 - P32248

商品番号: CM0005225



前書き

CD197/CCR7 (P32248)

を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。ヒトおよびカニクイザルを認識。免疫学および感染症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ 抗ヒト/サル CD197/CCR7 mAb
備考/別名	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CCR-7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1236
GeneID	1236
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P32248
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷剤