


Apc ウサギ抗ヒト/サル Cd20 モノクローナル抗体 - P11836

商品番号: CM0005338



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD20

(MS4A1、B1、Bp35、Leu-16)

に特異的なAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用としてバリデート済み。Bリンパ球抗原P11836 (33 kDa) を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト/サル CD20 モノクローナル抗体
備考/別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	931
GeneID	931
免疫原	ヒトCD20 (NP_068769.2) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	14kDa / 33kDa
輸送	氷袋