

フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗ヒト／サル Cd25 モノクローナル抗体 - P01589

商品番号: CM0006233



前書き

フローサイトメトリー用 APC
標識ウサギ抗ヒト／サル CD25
モノクローナル抗体。制御性T細胞上のIL-
2受容体αサブユニット（p55、TAC抗原）を標的とし
、ヒトおよびカニクイザルでバリデーション済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト／サル CD25 mAb
備考／別名	p55 ; CD25 ; IL2R ; IMD41 ; TCGFR ; IDDM10
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3559
GeneID	3559
免疫原	ヒトCD25（NP_000408.1）のアミノ酸22～213に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01589
タンパク質分子量	31kDa
輸送条件	保冷バッグ