

Apc標識ウサギ抗ヒートル/サルCd3モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P07766

商品番号: CM0009405



前書き

ヒト/サルCD3イプシロン鎖を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。T細胞免疫表現型解析、T細胞発生研究、適応免疫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒートル/サルCD3モノクローナル抗体
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
GeneID (ヒト)	916
GeneID	916
免疫原	ヒトCD3 (NP_000724.1) のアミノ酸1-126に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
発送条件	保冷バッグ