


## Apc Rabbit Anti-Human/Monkey Cd38 Polymab® For Flow Cytometry - P28907

商品番号: CM0012751



### 前書き

ヒトおよびカニクイザルCD38を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。カルシウム動員、リンパ球活性化、および細胞接着に関与するCD38エクト酵素/受容体を標的とします。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 製品名         | APC Rabbit anti-Human/Monkey CD38 PolymAb®      |
| 備考/別名       | ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1                         |
| 種           | ヒト                                              |
| GeneID (ヒト) | 952                                             |
| GeneID      | 952                                             |
| 免疫原         | ヒトCD38 (P28907) のアミノ酸43-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源         | ウサギ                                             |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                       |
| アプリケーション    | FC                                              |
| 交差反応性       | ヒト、カニクイザル                                       |
| SWISS       | P28907                                          |
| タンパク質分子量    | 34kDa                                           |
| 配送          | 氷袋                                              |