

Apc Rabbit Anti-Human/Monkey Cd4 Monoclonal Antibody For Fc - P01730

商品番号: CM0012004



前書き

フローサイトメトリー（FC）用ヒトおよびサルCD4を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。Tヘルパー細胞の免疫表現型解析および免疫応答の研究に適しています。ヒトおよびカニクイザルCD4と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
備考/エイリアス	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
GeneID (ヒト)	920
GeneID	920
免疫原	ヒトCD4組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋