

フローサイトメトリー用Apc標識ウサギ抗ヒト/サルCd45モノクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0011665



前書き

APC標識ウサギ抗ヒト/サルCD45モノクローナル抗体（P08575）。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。白血球共通抗原に特異的で、T細胞活性化および免疫細胞プロファイリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒト/サルCD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (Human)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45（P08575）のアミノ酸26-577に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kda/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
輸送	保冷バッグ