

Apc Rabbit Anti-Human/Monkey Cd69 Mab For Fc - Q07108

商品番号: CM0010465



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD69（UniProt Q07108）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計されており、活性化T細胞上の初期活性化抗原を認識し、免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD69 mAb
備考/別名	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	969
GeneID	969
免疫原	ヒトCD69（NP_001772.1）のアミノ酸78-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋