


Fc用Apcウサギ抗ヒト/サルCd86モノクローナル抗体 - P42081

商品番号: CM0012479



前書き

ヒト/サルCD86（B7-2）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済み。抗原提示細胞におけるT細胞共刺激および免疫調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCウサギ抗ヒト/サルCD86 mAb
備考/別名	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	942
GeneID	942
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD86（NP_787058.5）のアミノ酸20-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P42081
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ