


## Fc用 Apc ウサギ抗ヒト/サル Cd8a Mab - P01732

商品番号: CM0008347



## 前書き

ヒトおよびカニクイザルCD8aを標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。診断研究におけるT細胞の免疫表現型解析および免疫モニタリングに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | APC ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb                                |
| 備考/別名      | CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; CD8a分子                     |
| 対象種        | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 925                                                   |
| 遺伝子ID      | 925                                                   |
| 免疫原        | ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22～182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                             |
| 用途         | FC (フローサイトメトリー)                                       |
| 交差反応性      | ヒト、カニクイザル                                             |
| SWISS      | P01732                                                |
| タンパク質分子量   | 21kDa/25kDa/30kDa                                     |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                   |