


フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗ヒト/サル IgM モノクローナル抗体 - P01871

商品番号: CM0009976



前書き

ヒトおよびカニクイザル IgM
重鎖定常領域を標的とする APC
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。B
細胞および免疫グロブリン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト/サル IgM mAb
備考/別名	MU; VH; AGM1
種	ヒト
GeneID	3507
免疫原	組換えタンパク質 ヒト IgM (P01871) のアミノ酸 218～453 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01871
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ