

細胞内フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗ヒト／サル Ki67

モノクローナル抗体 - P46013

商品番号: CM0012705



前書き

ヒトおよびカニクイザルの Ki67 (P46013) に対する APC

標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーに使用でき、がん研究および診断開発における細胞周期解析用の信頼性の高い増殖マーカーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト／サル Ki67 mAb
備考／別名	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	4288
遺伝子 ID	4288
免疫原	ヒト Ki67 (NP_002408.3) のアミノ酸 2271~2370 に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (細胞内)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P46013
タンパク質分子量	359 kDa
輸送	保冷バッグ