

フローサイトメトリー用Apc標識ウサギ抗ヒト/サルPd-1/Cd279モノクローナル抗体 - Q15116

商品番号: CM0010216



前書き

ヒトおよびカニクイザルのPD-1/CD279（アミノ酸25-168）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーで検証済みで、免疫腫瘍学研究および免疫チェックポイント研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒト/サルPD-1/CD279モノクローナル抗体
備考/別名	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-L; hSLE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5133
遺伝子ID	5133
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPD-1/CD279 (NP_005009.2) のアミノ酸25-168に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q15116
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷剤