


Apc標識ウサギ抗ヒト/マウスPdgfra/Cd140Aモノクローナル抗体（Fc用） - P16234

商品番号: CM0004491



前書き

ヒトおよびマウスPDGFR α /CD140a（SWISS: P16234, 123kDa）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。細胞増殖、発生、腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒト/マウスPDGFR α /CD140a mAb
備考/別名	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5156
GeneID	5156
免疫原	ヒトPDGFR α /CD140a（NP_006197.1）のアミノ酸24-524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16234
タンパク質分子量	123kDa
発送条件	保冷バッグ