

Apc ウサギ抗マウス Cd103 モノクローナル抗体 For Fc - Q60677

商品番号: CM0010402

前書き

APC ウサギ抗マウス CD103
モノクローナル抗体（クローン aM290）は、APC
に結合したモノクローナル抗体で、フローサイトメト
リー用に検証済みです。マウス CD103（インテグリン
α-E）を特異的に認識します。これは E-
カドヘリンの受容体であり、上皮内リンパ球のホーミ
ングに参与します。粘膜免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	APC ウサギ抗マウス CD103 モノクローナル抗体
備考/別名	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
種	マウス
GeneID (ヒト)	3682
GeneID	16407
免疫原	マウス CD103 (NP_032425.2) のアミノ酸 191-385 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q60677
タンパク質分子量	129kDa
輸送	保冷バッグ