


Apc ウサギ抗マウスCd11b Mab - P05555

商品番号: CM0005167



前書き

フローサイトメトリー用APC複合化ウサギ抗マウスCD11bモノクローナル抗体です。マウス単球、マクロファージ、顆粒球中のCD11b検出が可能で、免疫学および細胞接着研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD11b mAb
備考・別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3684
遺伝子ID (マウス)	16409
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD11b (NP_032427.2) のアミノ酸143-337番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交叉反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
輸送方法	保冷剤