

Apc標識ウサギ抗マウスCd124/Il-4Ra

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P16382

商品番号: CM0005486

前書き

マウスCD124/IL-4Raを標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーにてIL-4/IL-13シグナル伝達、Th2細胞分化、アレルギー性炎症の研究に使用可能。 - P16382

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗マウスCD124/IL-4Ra mAb
備考/別名	Il4r; CD124
種	マウス
GeneID (ヒト)	3566
GeneID	16190
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD124/IL-4Ra (NP_001008700.1) のアミノ酸26-233に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P16382
タンパク質分子量	87kDa
輸送	保冷バッグ