

## フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗マウス Cd138/Syndecan-1 モノクローナル抗体 - P18828

商品番号: CM0011189

### 前書き

フローサイトメトリー向けに、マウスCD138/Syndecan-1を標的とするAPC結合型ウサギモノクローナル抗体です。組換え免疫原（アミノ酸23-255番）を使用しています。マウス試料に特異的です。エクソソームや基質相互作用研究における膜プロテオグリカン検出に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | APC ウサギ抗マウス CD138/Syndecan-1 モノクローナル抗体                                       |
| 備考・別名       | Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Syndecan-1                            |
| 種           | マウス                                                                          |
| GeneID (ヒト) | 6382                                                                         |
| GeneID      | 20969                                                                        |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 マウスCD138/Syndecan-1 (NP_035649.1) のアミノ酸23-255番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 起源          | ウサギ                                                                          |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                    |
| 適用          | FC（フローサイトメトリー）                                                               |
| 交差反応性       | マウス                                                                          |
| SWISS       | P18828                                                                       |
| タンパク質分子量    | 33kDa                                                                        |
| 発送          | 氷袋                                                                           |