

Fc用Apcウサギ抗マウスCd14モノクローナル抗体 - P10810

商品番号: CM0010509



前書き

マウスCD14を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。CD14は細菌リポ多糖のコレセプターとして自然免疫応答を媒介します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCウサギ抗マウスCD14 mAb
備考／別名	CD14
種	マウス
GeneID (ヒト)	929
GeneID	12475
免疫原	マウスCD14 (NP_033971.1) のアミノ酸18〜345に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P10810
タンパク質重量	39kDa
輸送	保冷バッグ