

Fc用Apcウサギ抗マウスCd150/Slamモノクローナル抗体 - Q9Qum4

商品番号: CM0011442

前書き

マウスCD150/SLAM（SLAMファミリーメンバー1）を標的とするAPC結合型ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。自然免疫および獲得免疫研究における免疫細胞の活性化、分化、SLAMF1シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD150/SLAM mAb
備考/別名	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6504
遺伝子ID	27218
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD150/SLAM（NP_038758.2）のアミノ酸25～242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QUM4
タンパク質分子量	36kDa/38kDa
配送方法	保冷剤