

Apc ウサギ抗マウス Cd155/Pvr モノクローナル抗体 - Q91Wp1

商品番号: CM0012448

前書き

フローサイトメトリー用 APC 標識ウサギ抗マウス CD155/Pvr モノクローナル抗体。マウス CD155 に特異的で、免疫受容体の研究および診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウス CD155/Pvr モノクローナル抗体
備考／別名	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
種	マウス
遺伝子 ID (ヒト)	5817
遺伝子 ID	52118
免疫原	マウス CD155/Pvr (NP_612564.1) のアミノ酸 29〜348 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q91WP1
タンパク質分子量	45 kDa
輸送	保冷バッグ